


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti δ -Catenina/P120 Catenina Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O60716

Número de artículo: CM0002842



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra δ -Catenina/p120 Catenina (O60716). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Regula la estabilidad de las cadherinas, la transcripción y la señalización de la GTPasa Rho. Ideal para estudios de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	δ -Catenina/p120 Catenina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CAS, p120, BCDS2, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ -Catenina/p120 Catenin
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1500
GeneID	1500
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 869-968 de δ -Catenina/p120 Catenina humana (O60716)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60716
Peso de proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo