


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti- δ -Catenina/P120 Catenina Para Wb Y Elisa - O60716

Número de artículo: CM0024613



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra δ -Catenina/p120 Catenina humana, validado para WB y ELISA. Reactivo con humano, ratón, rata. Para investigación en adhesión celular y cáncer. Peso molecular predicho 108 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] δ -Catenina/p120 Catenina Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); in
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1500
ID del Gen	1500
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60716
Peso de la Proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo