

Anticuerpo Policlonal Anti-D2Hgdh Para Wb Y Elisa - Q8N465

Número de artículo: CM0024032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra D2HGDH humano para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo del D-2-hidroxiglutarato, la función mitocondrial y los mecanismos de enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo D2HGDH
Observaciones/Alias	D2HGD; D2HGDH
Especie	Humano
ID del Gen	728294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 322-521 de D2HGDH humano (NP_689996.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8N465
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo