


Anticuerpo Policlonal Anti-D53 Para Wb Y Elisa - Q2Rbp2

Número de artículo: CM0022897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DWARF 53 (D53) de *Oryza sativa*. Validado para WB y ELISA. Útil para estudiar la señalización de estrigolactonas y el desarrollo de macollos en arroz. Peso molecular aproximadamente 123 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb Conejo D53
Observaciones/Alias	D53; DWARF53; Osj_32651
Especies	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4349543
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1000-1100 de D53 de <i>Oryza sativa</i> (Q2RBP2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q2RBP2
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo