

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Daam2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86T65

Número de artículo: CM0025387

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DAAM2, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Herramienta esencial para la investigación de la señalización Wnt y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DAAM2 Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | NPHS24; dJ90A20A.1; DAAM2                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 23500                                                                                                                            |
| GeneID              | 23500                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-86 de DAAM2 humano (NP_056160.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q86T65                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 123kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |