

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dab1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75553

Número de artículo: CM0016299

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DAB1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido al adaptador de señalización de reelina, ideal para estudios de migración neuronal y desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DAB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCA37; DAB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1600
ID de Gen	1600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 del DAB1 humano (NP_066566.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75553
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo