


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dab2 Para Wb, Fc, Elisa - P98082

Número de artículo: CM0028682



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la homólogo desactivado 2 humano (DAB2/DOC2), validado para WB, FC y ELISA. Reactivo clave para la investigación de endocitosis, señalización y cáncer. Específico para DAB2 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DAB2 Rabbit pAb
Notas/Alias	DOC2; DOC-2; DAB2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1601
ID del Gen	1601
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 340-580 del DAB2 humano (NP_001334.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P98082
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo