


Anticuerpo Policlonal Anti-Dach1 Para Wb, Elisa - Q9Ui36

Número de artículo: CM0024781



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DACH1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 79 kDa, un factor de transcripción involucrado en la organogénesis y la señalización TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DACH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DACH; DACH1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1602
ID de Gen	1602
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UI36
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo