

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dact3 Para Wb Y Elisa - Q96B18

Número de artículo: CM0030035

### Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo DACT3 de CamelBio se dirige al extremo N-terminal (aa1-160) de la DACT3 humana, reconociendo la DACT3 de ratón y rata. Validado para WB y ELISA, es ideal para la investigación de la vía de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo DACT3      |
| Observaciones/Alias | RRR1; DAPPER3; DACT3     |
| Especie             | Humano                   |
| GeneID (humano)     | 147906                   |
| GeneID              | 147906                   |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante    |
| Fuente              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales |
| Aplicación          | WB, ELISA                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata      |
| SWISS               | Q96B18                   |
| Peso Proteico       | 65kDa                    |
| Envío               | Bolsa de hielo           |