

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dad1 (Wb, Elisa) - P61803

Número de artículo: CM0018496



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DAD1 validado para WB y ELISA. Detecta DAD1 humano, de ratón y de rata, una subunidad del complejo OST crucial para la N-glucosilación. Ideal para investigaciones sobre el estrés del RE y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra DAD1
Observaciones/alias	OST2; DAD1
Especie	Humana
GeneID (humano)	1603
GeneID	1603
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DAD1 humano (NP_001335.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P61803
Peso molecular	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo