

## Anticuerpo Policlonal Anti-Dag1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14118

Número de artículo: CM0024029



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DAG1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta distroglicano en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión celular, la distrofia muscular y la entrada viral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DAG1 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 1605                                                                                                                                |
| GeneID              | 1605                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 654-749 del DAG1 humano (NP_004384.4). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | Q14118                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 97kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |