

Anticuerpo Policlonal Anti-Dag1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14118

Número de artículo: CM0016072



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DAG1 humano (Distroglicano 1), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Adecuado para estudios de señalización del complejo distroglicano, matriz extracelular y receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo DAG1
Observaciones/Alias	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Especie	Humano
ID del Gen	1605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 776-895 del DAG1 humano (NP_001171108.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14118
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo