

Anticuerpo Monoclonal Anti-Dao Para Wb, Elisa - P14920

Número de artículo: CM0005933



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la D-aminoácido oxidasa humana (DAO), validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del metabolismo de D-aminoácidos y vías neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DAO Rabbit mAb
Notas / Alias	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1610
GeneID	1610
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la DAO humana (NP_001908.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14920
Peso Molecular	39kDa
Envío	Bolsa de hielo