

Anticuerpo Monoclonal Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Para Wb Y Elisa - P53355

Número de artículo: CM0002464



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a los residuos 250-350 de DAP Kinase 1 (DAPK1). Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Para la investigación de apoptosis, autofagia y señalización de supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DAPK, ROCO3, DAP Kinase 1 (DAPK1)
Especie	Humano
ID de gen	1612
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P53355
Peso proteico	160kDa
Envío	Bolsa de hielo