

Anticuerpo Policlonal Anti-Dap Quinasa 1 (Dapk1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53355

Número de artículo: CM0027435



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la DAP Quinasa 1 (DAPK1) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DAP Quinasa 1 (DAPK1) pAb de conejo
Observaciones/Alias	DAPK; ROCO3; DAP Quinasa 1 (DAPK1)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1612
ID del Gen	1612
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1141-1430 de la DAP Quinasa 1 (DAPK1) humana (NP_004929.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53355
Peso de la Proteína	160kDa
Envío	Bolsa de hielo