

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dap3 Para Wb, Elisa - P51398

Número de artículo: CM0025719



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DAP3 humano (MRPS29), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en biología mitocondrial y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DAP3
Observaciones/Alias	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7818
ID del Gen	7818
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 159-398 de DAP3 humano (NP_387506.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51398
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo