


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dapk3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43293

Número de artículo: CM0013285



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a DAPK3 (ZIPK/DLK). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre apoptosis, autofagia y dinámica de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DAPK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3
Especie	Humano
GenelD (humano)	1613
GenelD	1613
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del DAPK3 humano (NP_001339.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43293
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo