

Anticuerpo Monoclonal Anti-Darpp32 Para Wb, If/Icc, If-F, Elisa - Q9Ud71

Número de artículo: CM0007325

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DARPP32 validado para WB, IF/ICC, IF-F y ELISA. Detecta DARPP32 en humano, ratón y rata, ideal para estudios de señalización de dopamina e inhibición de PP1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DARPP32 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DARPP32; DARPP-32
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84152
ID de Gen	84152
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UD71
Peso Proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo