

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Darpp32 Para Wb, Elisa - Q9Ud71

Número de artículo: CM0008237

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra DARPP32 humano (PPP1R1B, DARPP-32). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Una herramienta clave para estudiar la inhibición de la proteína fosfatasa 1 regulada por dopamina/cAMP y las vías de señalización neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DARPP32 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DARPP32; DARPP-32
Especie	Humano
GenelD (humano)	84152
GenelD	84152
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UD71
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo