

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Darpp32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ud71

Número de artículo: CM0024652

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DARPP32 humano (PPP1R1B), un inhibidor de la fosfoproteína neuronal regulada por dopamina y AMPc de PP1. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Banda predicha ~23 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DARPP32 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DARPP32; DARPP-32
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84152
ID de Gen	84152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-116 de DARPP32 humano (NP_115568.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UD71
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo