

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dars Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P14868

Número de artículo: CM0029330



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a DARS humano (ligasa de aspartil-tRNA). Adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Detecta niveles endógenos en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre traducción de proteínas, metabolismo de aminoácidos y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DARS; HBSL; aspRS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1615
ID de Gen	1615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 222-501 de DARS humano (NP_001340.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14868
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo