

Anticuerpo Policlonal Anti-Dars2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Pi48

Número de artículo: CM0030223



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DARS2 dirigido a la aspartil-tRNA sintetasa mitocondrial. Adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA en muestras humanas y de ratón. Útil para investigación sobre traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DARS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LBSL; ASPRS; mtAsPRS; MT-ASPRS; DARS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55157
GeneID	55157
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6Pi48
Peso de la Proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo