

Anticuerpo Monoclonal Anti-Daxx De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Uer7

Número de artículo: CM0003119



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-Daxx de conejo validado para muestras humanas en WB y ELISA. Dirigido a la proteína 6 asociada al dominio de muerte, un correpresor transcripcional y chaperona de histonas involucrado en apoptosis y remodelación de la cromatina. SWISS: Q9UER7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Daxx
Observaciones/Alias	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1616
GeneID	1616
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de Daxx humano (Q9UER7))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UER7
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo