

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Daxx Para Wb Y Elisa - Q9Uer7

Número de artículo: CM0023141



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-Daxx detecta el Daxx humano y de ratón, una proteína 6 asociada al dominio de muerte. Validado para WB y ELISA, es adecuado para la investigación sobre regulación transcripcional, apoptosis, remodelación de la cromatina e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Daxx Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1616
GeneID	1616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-400 del Daxx humano (NP_001135441.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UER7
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo