


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dazap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ep5

Número de artículo: CM0003127



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DAZAP1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce DAZAP1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología reproductiva y espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra DAZAP1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	26528
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 265-407 de DAZAP1 humano (Q96EP5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EP5
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo