

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dazl Para Wb, Elisa - Q92904

Número de artículo: CM0012982

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DAZL humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. DAZL es una proteína de unión a ARN esencial para la gametogénesis, lo que convierte a este anticuerpo en ideal para la investigación en biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DAZL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1618
GeneID	1618
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-295 de DAZL humano (NP_001342.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92904
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo