

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dbf4 Para Wb, Elisa - Q9Ubu7

Número de artículo: CM0002257



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DBF4 de alta calidad para Western blot y ELISA. Dirigido a DBF4 humano (Q9UBU7), una subunidad reguladora clave de la quinasa CDC7 involucrada en la replicación del ADN y la progresión de la fase S. Adecuado para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DBF4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASK; CHIF; DBF4A; ZDBF1; DBF4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10926
ID del Gen	10926
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de DBF4 humano (Q9UBU7).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBU7
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo