


Anticuerpo Policlonal Anti-Dbh Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09172

Número de artículo: CM0018626



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DBH validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con la dopamina beta-hidroxilasa humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de biosíntesis de neurotransmisores. Se envía en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DBH
Observaciones/Alias	DBM, ORTHYP1, DBH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1621
GeneID	1621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 388-617 de la DBH humana (NP_000778.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09172
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo