


Anticuerpo Policlonal Anti-Dbi Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P07108

Número de artículo: CM0016664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DBI humano (ACBD1, EP) validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DBI Conejo pAb
Observaciones/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1622
GeneID	1622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-104 del DBI humano (NP_001171513.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07108
Peso Proteico	10-12 kDa
Envío	Bolsa de hielo