

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dbi Para Wb, If, Ihc, Elisa - P31786

Número de artículo: CM0027073

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DBI de ratón (proteína de unión a acil-CoA/inhibidor de unión a diazepam), validado para WB, IF, IHC y ELISA. Detecta DBI endógena en tejidos de ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte de lípidos y la modulación del receptor GABA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DBI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EP; Acbp; ACBD1; endozepina
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	1622
ID de gen (Ratón)	13167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-87 de la DBI de ratón (NP_031856.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P31786
Peso de la proteína	10-12 kDa
Envío	Bolsa de hielo