


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dbi Para Wb, Ip, Elisa - P07108

Número de artículo: CM0026543



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra el inhibidor de unión a diazepam humano (DBI/ACBP), validado para WB, IP y ELISA; detecta una banda de 10-12 kDa; reacciona de forma cruzada con DBI humano; adecuado para la investigación del metabolismo de lípidos, señalización de neuropéptidos y transporte intracelular de acil-CoA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DBI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1622
GeneID	1622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-104 del DBI humano (NP_001171513.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07108
Peso Proteico	10-12 kDa
Envío	Bolsa de hielo