


Polymab® De Conejo Anti-Dbi Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07108 / P31786

Número de artículo: CM0012619



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-DBI (PolymAb®) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la proteína de unión a acil-CoA/inhibidor de unión a diazepam en metabolismo y neurología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DBI Rabbit PolymAb® [validado para KO]
Observaciones/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; endozepina
Especie	Humano/Ratón
GeneID (humano)	1622
GeneID	1622/13167
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07108/P31786
Peso de la proteína	10-12 kDa
Envío	Bolsa de hielo