


Anticuerpo Policlonal Anti-Dbnl Para Wb, Elisa - Q9Uju6

Número de artículo: CM0016138



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DBNL humano (HIP-55, SH3P7), validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. DBNL participa en la reorganización del citoesqueleto de actina, la endocitosis y la activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DBNL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABP1; HIP55; SH3P7; HIP-55; DBNL
Especie	Humano
GeneID (humano)	28988
GeneID	28988
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 131-430 de DBNL humano (NP_001014436.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UJU6
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo