

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dbp Para Wb Y Elisa - Q10586

Número de artículo: CM0017264

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DBP humano (proteína de unión al sitio D) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta un factor de transcripción nuclear de 34 kDa implicado en la regulación del ritmo circadiano. Adecuado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DABP; taxREB302; DBP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1628
ID de Gen	1628
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-325 del DBP humano (NP_001343.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q10586
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo