


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dbt Para Wb, Ihc-P, Ip - P11182

Número de artículo: CM0007620



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra DBT (componente E2 del complejo deshidrogenasa de alfa-cetoácidos de cadena ramificada). Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación mitocondrial y los estudios de MSUD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DBT [Validado mediante KD]
Observaciones/Alias	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT [Validado mediante KD]
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1629
ID del gen	1629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-247 de DBT (NP_001909.4)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P11182
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo