


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dc-Signr/Cd299 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9H2X3

Número de artículo: CM0006285



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra DC-SIGNR/CD299 humano (CLEC4M, L-SIGN). Validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Detecta una banda de ~24-45 kDa. Receptor de reconocimiento de patógenos implicado en la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DC-SIGNR/CD299 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10332
ID de Gen	10332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 71-399 de DC-SIGNR/CD299 humano (NP_055072.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H2X3
Peso Proteico	24-45KDa
Envío	Bolsa de hielo