


Anticuerpo Policlonal Anti-Dcaf13 Para Wb, Elisa - Q9Nv06

Número de artículo: CM0013503



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DCAF13 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 298-597). Adecuado para investigación en biogénesis de ribosomas, ubiquitinación y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCAF13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GM83; Sof1; WDSOF1; HSPC064; DCAF13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25879
GeneID	25879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 298-597 de DCAF13 humano (NP_056235.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NV06
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo