

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dcaf17 Para Wb, Elisa - Q5H9S7

Número de artículo: CM0022974

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DCAF17 (C2orf37, C20orf37), un receptor de sustrato para la ligasa de ubiquitina E3 CUL4-DDB1. Validado para WB y ELISA, reacciona con humanos y ratas. Ideal para investigación sobre ubiquitinación y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DCAF17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C2orf37; C20orf37; DCAF17
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	80067
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-335 de DCAF17 humano (NP_079276.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q5H9S7
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo