

Anticuerpo Policlonal Anti-Dcaf7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61962

Número de artículo: CM0028889

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DCAF7 humano (factor asociado a DDB1 y CUL4 7). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biología del desarrollo y ligasas de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCAF7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10238
GeneID	10238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-342 de DCAF7 humano (NP_005819.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61962
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo