

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dcaf7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61962

Número de artículo: CM0011292

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DCAF7 de alta especificidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con DCAF7 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre desarrollo craneofacial y vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DCAF7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10238
GenelD	10238
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 200-300 de DCAF7 humano (P61962).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61962
Peso molecular de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo