

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dcaf7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61962

Número de artículo: CM0017790

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DCAF7, también conocido como WDR68, para uso en Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Proteína de 39kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DCAF7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10238
GenelD	10238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-342 del DCAF7 humano (NP_005819.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61962
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo