

Anticuerpo Policlonal Anti-Dcamkl1/Dclk1 Para Wb, If-P, Elisa - O15075

Número de artículo: CM0029405



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para DCAMKL1/DCLK1 (aminoácidos 590-740). Validado para WB, IF-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Solo para uso en investigación para el estudio de la migración neuronal y las vías de señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-DCAMKL1/DCLK1
Observaciones/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9201
GeneID	9201
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 590-740 de DCAMKL1/DCLK1 (NP_001317000.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15075
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo