

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dcamkl1/Dclk1 Para Wb, Elisa - O15075

Número de artículo: CM0011902



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra DCAMKL1/DCLK1 humano (serina/treonina-proteína quinasa), validado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre migración neuronal y desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo DCAMKL1/DCLK1
Observaciones/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Especie	Humano
GeneID	9201 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 600-700 de DCAMKL1/DCLK1 humano (O15075)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15075
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo