

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dcdc2 Para Wb Y Elisa - Q9Uhg0

Número de artículo: CM0019674



Introducción

pAb de Conejo anti-DCDC2 validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Diseñado para la investigación de la señalización Wnt, la migración neuronal y el ciliogénesis en neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DCDC2
Observaciones/Alias	NSC; RU2; RU2S; DCDC2A; DFN66; NPHP19; DCDC2
Especie	Humano
ID de Gen	51473
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del DCDC2 humano (NP_001182539)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHG0
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo