


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dck Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27707

Número de artículo: CM0007635



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo preciso contra la DCK humana (desoxicitidina quinasa), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Esencial para la investigación de la fosforilación de análogos de nucleósidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] DCK Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	DCK; [KD Validado] DCK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la DCK humana (NP_000779.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27707
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo