


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dck Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27707

Número de artículo: CM0023671



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la desoxicitidina quinasa (DCK) humana para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata; ideal para estudios de cáncer y activación de fármacos antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCK Conejo pAb
Observaciones/Alias	DCK
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1633
GeneID	1633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la DCK humana (NP_000779.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27707
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo