


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dclre1C Para Wb, Elisa - Q96Sd1

Número de artículo: CM0026487



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DCLRE1C humano (Artemis) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de reparación del ADN, recombinación V(D)J y enfermedades por inmunodeficiencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DCLRE1C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCIDA, SNM1C, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
Especie	Humano
ID del gen	64421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de DCLRE1C humano (NP_001029027.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96SD1
Peso de la proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo