

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dcn (Decorina) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Número de artículo: CM0018111

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DCN/decorina humana (P07585), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de matriz extracelular y fibrillogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-DCN
Observaciones/alias	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1634
ID del gen	1634
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 31-359 de la DCN humana (NP_001911.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P07585
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo