


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dcp1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npi6

Número de artículo: CM0011237



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-DCP1A de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para la investigación de decapsulación de mRNA y degradación de mRNA mediada por sin sentido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCP1A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55802
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 483-582 del DCP1A humano (Q9NPI6).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NPI6
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo