


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dcp1A Para Wb Y Elisa - Q9Npi6

Número de artículo: CM0029338



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo frente a DCP1A (SMIF) humano, apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre degradación de ARNm y señalización por TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DCP1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55802
GeneID	55802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-582 de la DCP1A humana (NP_060873.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPI6
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo